

●お手入れ方法

- ・水温 30℃以下で弱く手洗いし、軽く水気をきってから日陰でつり干ししてください。
（洗濯機のご使用は避けください）
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- ・型くずれを避けるため、また面ファスナーが他の素材を傷めないように、面ファスナーは閉じた状態で手洗いください。
- ・塩素系漂白剤、ドライクリーニング、アイロンのご使用は避けください。

-4-

取扱説明書


FIAT#LETE

特徴

- ・アスリートの様々な動きに追従するフィットデザインを採用
- ・ダブルラッセル生地により、オールメッシュで高次元の通気性能が実現
- ・背部にポリカーボネートステー採用で腰をしっかり支え、姿勢を安定
- ・パワーネットによりどんな姿勢でもしっかりサポート

フィットコンセプト

- ・腹部ベルト（腹直筋ベルト）と骨盤ベルト（腹斜筋ベルト）のセパレート装着によりどんな姿勢でも腹圧を維持。
- ・どんなに動いても安定した腹圧作用。体幹上部へのずれを防止します。
- ・外腹斜筋のながれと一致した骨盤ベルト（腹斜筋ベルト）が骨盤の自然な前傾状態を維持。




主な素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ゴム・ポリカーボネート（樹脂ステー）

-1-

こだわり

- ①フィットアスリートは様々な姿勢で安定した腹圧作用が得られます。
- ②座ったときや、運動時でもズレにくく、しっかりサポートします。
- ③フィットアスリートは右図のように人体における理想的な姿勢をキープできます。



装着方法





上下を確認し、面ファスナーが内側になるように装着ください

- ①腹部ベルトの2本の樹脂ステー（ボーン）を背部にあて、腰部の中心に位置させます。
 - ②腹部ベルトがへそに対し、中心に位置するように、十分ひっぱりながら体の正面で合わせます。
 - ③骨盤ベルトの下縁が腸骨にかかるように、十分ひっぱりながら体の正面で合わせます。
- ※おなかまわりが大きい方は、腹部ベルトをへそ位置よりやや上部で装着してください。

標準体型の方

おなかまわりが大きい方

誤った装着例



○・・・へそ位置 ☆・・・腸骨位置

-2-

こんな時は


お食事のとき

食事や座位の際には、腹部ベルト（腹直筋ベルト）を緩めに調節すると、内臓への負担が軽減されます



トイレのとき

トイレなどでは、骨盤ベルト（腹斜筋ベルト）だけを外すと再装着が簡単です。



ご使用の注意

- ・この商品は日常生活やスポーツをするための腰部固定ベルトです。
- ・腰痛のある方、持病がある方、妊娠されている方は必ず医師の指導に従って装着してください。
- ・使用中に少しでも異常を感じた場合は使用を中断し、医師に相談してください。
- ・ご使用の際は肌着の上から装着することをおすすめします。
- ・面ファスナーが髪などの毛や衣類などに引っかからないようにご注意ください。
- ・本品はゴムを使用しています。
ゴムはかゆみ・発赤・蕁麻疹・むくみ・発熱・呼吸困難・喘息様症状、血圧低下・ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。
このような症状を起こしたり、使用中に異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中断し、医師に相談してください。

-3-